

**OMRON**

**Mediclean 601**

PORTABLE

USB充電  
約**7**日間<sup>※1</sup>  
使用可能

高速振動  
約**25,500**  
回/分

クリーン<sup>※2</sup>  
**2**  
モード  
静音<sup>※3</sup>

※1 満充電で30分使用可。

(1日4分使用した場合)

※2 約25,500回/分(無負荷時)

※3 約21,000回/分(無負荷時)



Mediclean 601

PORTABLE



JOURNEY



### 急な出張でも

一度の満充電で7日間\*使用できるため、出張にはとっても心強い味方です。

\*満充電で30分使用可。  
(1日4分使用した場合)



TRIP



### 長期間の旅行でも

持ち運びに便利な充電機能付きモバイルケース。出張や旅先に持って行くことができます。



OFFICE



### 会議前にオフィスでも

コンセントだけではなくUSBポートからも充電でき、さらに静音モードが搭載されていて、オフィスでの使用に最適です。



HOME



### もちろん家でも

オムロン独自の「マルチアクション」が磨きにくいところの歯垢もパワフルに磨き落とします。

## マルチアクション

タテ・ヨコの振動を組み合わせ、立体的な振動で、すばやく歯垢を除去します。



# Mediclean 601

PORTABLE



HT-B601-B  
(ブルー)



HT-B601-PK  
(ピンク)



HT-B601-BK  
(ブラック)



HT-B601-W  
(ホワイト)

販売名	オムロン 音波式電動歯ブラシ HT-B601
ACアダプタ	定格入力:AC100-240V 50-60Hz 10VA 定格出力:DC5.0V 500mA
モバイルケース 定格	DC5.0V 150mA
モード	クリーンモード、静音モード
充電時間	約10時間(室温23℃にて)
質量	本体:約46g(ブラシ含む)、モバイルケース:約100g ACアダプタ:約65g
外形寸法	本体:全長約195(ブラシ含む)×幅約18.5×奥行き約18.5mm モバイルケース:幅約52×高さ約181×奥行き約31mm ACアダプタ:幅約45×高さ約55×奥行き約25mm
付属品	トリプルクリアブラシ(1本)、モバイルケース(1台) ACアダプタ(1台)、USBケーブル(約50cm 1本)、 取扱説明書(品質保証書付き)

※お断りなく仕様を変更する場合がありますので、ご了承ください。

#### 別売品

品名	型式	メーカー希望小売価格(税別)
ダブルメリットブラシ(1本入)	SB-050	¥263
歯ぐきマッサージブラシ(1本入)	SB-060	¥368
トリプルクリアブラシ(2本入)	SB-070	¥630
極細マイルドブラシ(2本入)	SB-080	¥630
すき間みがきブラシ(2本入)	SB-090	¥840

HT-B601-B(ブルー)



4 975479 406454

HT-B601-PK(ピンク)



4 975479 406461

HT-B601-BK(ブラック)



4 975479 406478

HT-B601-W(ホワイト)



4 975479 406447

パッケージ寸法(質量)：  
幅約151×高さ約250×奥行き約47mm(約347g)  
アウターカートン寸法(質量)：  
幅約316×高さ約285×奥行き約253mm(約4.0kg)  
箱入数：10

# Mediclean 601

PORTABLE

## ⚠ 警告

- 次の方は使用しないでください。または使用を歯科医にご相談ください。

口内の感覚が敏感な方／口腔または歯周手術の直後や治療中の方／口腔内に気になる症状(治療中の歯、不安定な入れ歯など)のある方／

歯ぐきからの出血が続く、または大量の出血がある方

- ◎症状を悪化させたり、けがの原因になります。

お手入れの際は、本体/モバイルケース/ACアダプタ/USB差し込み口の内部に水などが入らないようにしてください。

修理・商品に関するお問い合わせ／別売品・消耗部品のお求めは

**オムロン お客様サービスセンター**

むろんオムロン

TEL 通話料 無料 **0120-30-6606**

FAX 通信料 無料 **0120-10-1625**

受付時間(祝日を除く月～金)9:00～19:00

※都合によりお休みをいただいたり、

受付時間帯を変更させていただくことがありますのでご了承ください。

※ダイヤルは正確におかけください。

発売元 **オムロンヘルスケア株式会社**

〒617-0002 京都府向日市寺戸町九ノ坪53番地

<http://www.healthcare.omron.co.jp/>

©OMRON HEALTHCARE Co.,Ltd. 2013. All Rights Reserved.

DA243 (1)ZQM(M)132

2013年2月発行