

「近ごろ、なんだか聴こえが悪い」  
イヤメイトデジタルは、  
そんな方におすすめです。

思いあたること、ありませんか？

- 小さな声を聴きもらすことがある。
- 会話の最中、よく二度聴きをする。
- テレビの音が大きすぎると言われたことがある。
- 「日比谷」と「渋谷」など、聴き違いをすることがある。



会話で聴こえの程度がわかります。  
「聴力の衰え」は、大きく分けると3通りです。  
イヤメイトデジタルは軽度の方に適しています。

**軽度難聴** 小さな話し声が聴きづらい

**中度難聴** 普通の会話が聴きづらい

**高度難聴** 大きな声でも聴きづらい

**仕様** ※お断りなく仕様を変更する場合がありますのでご了承ください。

●販売名：イヤメイトデジタル AK-05 ●最大音響利得：29±5dB ●90dB最大出力音圧レベル：109±5dB(ピーク値119dB以下) ●使用電池：PR-41 ●電池寿命：連続使用約170時間 ●本体質量：1.9g(電池含む) ●外形寸法：幅13.5×高さ24.9×奥行10.3mm

	個装箱	サブカートン	マスターカートン
寸法(幅×高さ×奥行) 質量	125×38×84mm (約77g)	—	360×270×205mm (約4kg) 40台 / ケース

※上記の数値はJIS-05512により測定、表示してあります。※お断りなく仕様を変更する場合がありますのでご了承ください。



**別売品**

品名	型式	品名	型式
イヤチップ(S)	AK-DCP-S	イヤチップ(M ベント付)	AK-DCP-M
イヤチップ(M)	AK-DCP-M2	イヤチップ(L ベント付)	AK-DCP-L
イヤチップ(L)	AK-DCP-L2	空気電池	AK-BATT-PR41
電池ホルダー	AK-04-BAHO		

※イヤチップは必ずAK-05用をお求めください。※オムロンお客様サービスセンターでお求めください。

次のような方は、医師とご相談のうえ、ご使用ください。

- 耳の手術を受けたことのある方。●耳だれのある方。●耳あかの多い方。
- 急性または慢性のめまいのある方。●外耳道に湿疹、痛みまたは不快感のある方。
- 耳の治療を受けている方。●過去90日以内に突発性または進行性の聴力低下があった方。●過去90日以内に左右どちらかの耳に聴力低下があった方。

お問い合わせ、ご用命は…

オムロンなら、わからないことを気軽に相談できます。

修理・商品に関するお問い合わせ／別売品・消耗部品のお求めは  
**オムロン お客様サービスセンター**

※受付時間(祝日を除く月～金)9:00～19:00※都合によりお休みをいただいたり、受付時間帯を変更させていただくことがありますのでご了承ください。※ダイヤルは正確におかけください。

通話料無料 0120-30-6606  
通信料無料 FAX 0120-10-1625

発売元 **オムロンヘルスケア株式会社**  
〒615-0084 京都市右京区山ノ内山ノ下 町24番地 <http://www.healthcare.omron.co.jp/>

DA202 ① VM (M) 091 ©OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. 2009. All Rights Reserved.

# オムロン イヤメイトデジタル AK-05 耳あな型補聴器



## 軽度難聴者用

イヤメイトは小さな話し声が聴き取りにくいなど、耳の少し遠い方のための聴こえを補う機器です。  
(中・高度難聴の方には向きません)

A Good Sense of Health

デジタルだから、  
「電話」も快適、「大きな音」も  
きれいに聴こえる。



# イヤメイトデジタル

オムロン 耳あな型補聴器  
AK-05

メーカー希望小売価格 50,000 円(非課税)

医療機器認証番号 220AGBZX00293000



ピー音を  
カットして  
電話も快適



従来のアナログ補聴器は受話器を当てると、ピーとハウリングを起こしていました。イヤメイトデジタルはハウリングキャンセラー機能を装備。固定電話も携帯電話も補聴器をつけたまま快適に使用できます。

デジタル処理技術1 ハウリングキャンセラー機能

補聴器をつけたまま電話をしても、ピー音がしません。



※ 正しく装着するとハウリングを抑える効果がありますが、ハウリングが完全に無くなるわけではありません。

大音量の  
音楽も  
きれいな音色



アナログ補聴器のもうひとつの問題は、大音量ではひずみ(音割れ)が発生すること。イヤメイトデジタルは、捉えた音を適正な出力レベルに調整する「大音量クリア機能」で、ひずみのない鮮明な音を実現しました。

デジタル処理技術2 大音量クリア機能

大音量の音楽もひずみなく、きれいな音色で聴こえます。



充実機能で  
毎日を  
快適サポート



● 目立たず疲れのない超小型  
装着が目立たない肌色の耳穴式で、重さわずか1.9g。長時間使用も疲れません。

● 耳に優しい自然な音  
耳の内部で音を捉えるので、聴こえが自然です。

● 音量調整もカンタン  
聴力に合わせて、聴こえやすい音量に調整できます。

● スイッチONの簡単操作  
電池ホルダーを閉めると電源が入ります。

● 耳あかの侵入を防ぐ  
フィルター付きイヤチップ



**付属品**

- 本体取付け済み イヤチップ (S・M・L各1個) ※M・Lのみベント付き
- ブラシ付きドライバー
- 携帯ケース
- お試用電池(2個)

●取扱説明書/品質保証書付き ●AK-05お助けガイド  
●医療機器添付文書 ●ピー音(ハウリング)を抑えるためのご注意

左右どちらの耳でもご使用できます。  
より良い聴こえのために、両耳への装着をおすすめします。

※一部の携帯電話やコードレス電話を使用する際、イヤメイトデジタルに雑音が入ることがあります。その場合は携帯電話やコードレス電話を使用しないでください。