

お客様各位

オムロンヘルスケア株式会社

判読支援ソフト

Microsoft Windows 8 / 8.1 / 10 への対応について

拝啓 ますます御健勝のこととお慶び申し上げます。平素はオムロン製品をご使用いただき、厚く御礼申し上げます。

弊社では判読支援ソフトを Windows 8 / 8.1 / 10 にて動作確認させていただきましたので、ご報告申し上げます。

敬具

記

判読支援ソフト(Ver 1.2)対応状況

Windows 8	32Bit 版	動作確認済み	※.NET Framework 3.5 の有効化をしていただく必要があります。
	64Bit 版	動作確認済み	
Windows 8.1	32Bit 版	動作確認済み	
	64Bit 版	動作確認済み	
Windows 10	32Bit 版	動作確認済み	
	64Bit 版	動作確認済み	

なお、Windows 8 / 8.1 / 10 では、判読支援ソフトのインストール前に.NET Framework3.5 を有効化していただく必要があります。

.NET Framework3.5 の有効化手順につきましては、「.NET Framework3.5 を有効化する手順」をご参照ください。

今後ともオムロン製品をご愛用いただきますよう、お願い申し上げます。

以上