



機能の進化が生んだ、スマートデザイン。

スマート測定

データ管理

主な仕様

販売名		オムロン 体重体組成計 HBF-252F カラダスキャン			
測定タイプ		両足測定タイプ			
メーカー希望小売価格(税込)		オープン価格			
表示項目	内臓脂肪レベル※1	1レベル単位	表示項目	基礎代謝※2	1kcal単位
	内臓脂肪レベル判定※1	9段階		体年齢※1	1才単位
	体脂肪率※2	0.1%単位	メモリ	体重※3	50g単位
	体脂肪率判定※2	12段階		前回値※5	
	骨格筋率※2	0.1%単位	通信方式	NFC-F (ISO/IEC 18092準拠)※4	
	骨格筋率判定※2	12段階	登録人数	4人分	
	BMI	0.1単位	電源	単4形アルカリ乾電池4個(LR03)	

※1…17才以下は表示されません。 ※2…5才以下は表示されません。 ※3…2~100kg: 50g単位/100~135kg: 100g単位 ※4…スマートフォン・携帯電話の対応機種、パソコンの推奨環境は中面をご参照ください。パソコンでの通信にはUSB通信トレイ HXH-IT3 (別売) が必要です。 ※5…本体記録メモリ最大30回分



オムロンなら、わからないことを気軽に相談できます。

「ウェルネスリンク」製品・サービスに関するお問い合わせ 修理・商品に関するお問い合わせ/別売品・消耗品のお求めは
ウェルネスリンクサポートデスク **オムロンお客様サービスセンター**

<http://wellnesslink.jp/support/> ☎ **0120-30-6606** ☎ **0120-10-1625**

※土・日・祝日・年末年始、および弊社休業中にお寄せいただいたお問い合わせの回答は、翌営業日以降の対応となります。お問い合わせの内容によりましては、回答までお時間をいただく場合があります。あらかじめご了承ください。

※受付時間(祝日を除く月~金) 9:00~19:00 ※都合によりお休みをいただいたり、受付時間帯を変更させていただくことがありますのでご了承ください。 ※ダイヤルは正確におかけください。

お問い合わせ、ご用命は…

オムロンヘルスケア株式会社

〒617-0002 京都府向日市寺戸町九ノ坪53番地 <http://www.healthcare.omron.co.jp/>

DA239 ①VM ⑩128

©OMRON HEALTHCARE Co.,Ltd. 2012. All Rights Reserved.



DESIGN & TECHNOLOGY

All for Healthcare

オムロン 体重体組成計 HBF-252F

透明電極 & ガラス天板

こだわりぬいたスマートデザインで、
毎日の測定をスマートに。



R(レッド)



W(ホワイト)



BK(ブラック)

Karada Scan 252F



本体質量：約 1.7kg(電池含む) / 外形寸法：幅約 327×高さ約 30×奥行き約 249mm
パッケージ寸法(質量)：約幅 360×高さ 292×奥行き 43mm(約 2.1kg)
アウターカートン寸法(質量)：約幅 374×高さ 328×奥行き 239mm(約 11.3kg) / 箱入数：5

スマート測定

乗るだけ測定(自動認識機能)

乗ると電源が入り、過去の測定結果から個人を推定するので、測定がかんたん。




表示指標のカスタマイズ

スマートフォン(Android)からの設定で、
自分の気になる指標だけを表示できる。



高速測定

乗って約4秒で測定完了。



前回値表示

毎日のカラダの変化が確認できる。



高精度50g単位測定

カラダの小さな変化がくわしくわかるから、
体型の維持やコントロールがしやすい。

データ管理

オムロンの健康サービス
WellnessLINK

Android で使える
おサイフケータイ・NFC対応機種
※一部の機種は除く。

Win&Mac で使える
※USB通信トレイ(別売)が必要です。

スマートフォン&PCで
データ転送・管理

スマートにデータ管理



毎日の測定結果を
見やすいグラフで
表示してくれるから
カラダの変化がひと
目でわかります。

※「ウェルネスリンク」に転送されたデータは、当社が管理するサーバーに保管されます。(お使いのスマートフォンやパソコンには保存されません。)

Androidアプリで
かんたんデータ転送&グラフ管理

からだグラフアプリ

スマートフォンの画面で
測定したデータをチェック。
※画面はイメージです。



パソコン推奨環境、スマートフォンまたは
携帯電話対応機種は下記 Web サイトで確認できます。

<http://wlm.jp/>
(パソコン、スマートフォン、携帯電話共通)



※パソコンでの通信にはUSB通信トレイHX-IT3(別売)が必要です。※Androidアプリとパソコンでは画面イメージおよびご利用いただけるサービスが異なります。※対応機種は随時更新しています。※携帯電話でのご利用には、事前にパソコンサイトでの初期登録が必要です。※NTTドコモ、おサイフケータイ、iモードは株式会社NTTドコモの登録商標です。※FeliCaはソニー株式会社の登録商標です。※AndroidはGoogle Inc.の商標、または登録商標です。