

## 主な仕様

販売名	オムロン 体重体組成計 HBF-253W カラダスキャン		
表示*	体重	3~100kgまで	: 50g単位
		100~135kgまで	: 100g単位
BMI		3.0~90.0	: 0.1単位
体脂肪率	5.0~50.0%		: 0.1%単位
体脂肪率判定	12段階(低い/標準/やや高い/高い)		対象年齢 6才以上
骨格筋率	5.0~60.0%		: 0.1%単位
骨格筋率判定	12段階(低い/標準/やや高い/高い)		
基礎代謝	385~3999kcal		: 1kcal単位
内臓脂肪レベル	1~30		: 1レベル単位
内臓脂肪レベル判定	9段階(標準/やや高い/高い)		対象年齢 18才以上
体年齢	18~80才		: 1才単位
メモリ	表示メモリ	測定結果表示時、前回値を表示します	
	本体記録メモリ	最大30回分	
通信方式	無線LAN IEEE 802.11b準拠		
設定項目	機器では設定できません		
	健康サポートサービスの登録情報を本体に自動転送します		
	重力補正	お使いの地域から、該当エリアを自動設定	
	個人データ登録	4人分	
	イニシャル	英大文字、数字、ドット(.)を含む3文字	
	生年月日	1900年1月1日~2040年12月31日	
	性別	男/女	
	身長	100.0~199.5cm	: 0.5cm単位
	*ゲストではかる場合の個人データはご使用時に本体で設定します		
体重計精度	3.0kgを超え67.5kgまで	: ±100g	
	67.5kgを超え100.0kgまで	: ±150g	
	100.0kgを超え135.0kgまで	: ±300g	

電源	単4形アルカリ乾電池4個(LR03)
電池寿命	約6カ月(単4形アルカリ乾電池、室温23℃、測定4回/日使用の場合)
使用環境温湿度	+5~+35℃ 30~85% RH
保管環境温湿度	-20~+60℃ 10~95% RH
質量	約2.2kg(電池含む)
外形寸法	幅 約327 × 奥行 約312 × 厚さ 約30mm
付属品	お試用電池(単4形アルカリ乾電池4個)、スタートアップガイド、取扱説明書(品質保証書付き)、活用ガイド、専用ケーブル(2種類)

お断りなく機器の仕様やサービスの仕様を変更する場合がありますのでご了承ください。

\* 5才以下の方: 体重とBMIのみ測定できます。  
17才以下の方: 内臓脂肪レベル、体年齢は測定できません。  
81才以上の方: 体組成は参考値となります。

2.4 DS 4

本商品は2.4GHz帯を使用しています。  
変調方式はDSSS方式です。  
想定干渉距離は約40mです。  
日本国内専用です。

HBF-253W-BK(ブラック)



オムロンなら、わからないことを気軽に相談できます。

修理・商品に関するお問い合わせ/別売品・消耗部品のお求めは

**オムロンお客様サービスセンター**  
TEL 通話料 0120-30-6606 FAX 通話料 0120-10-1625  
無料 無料

\*受付時間(祝日を除く月~金)9:00~19:00 ※都合によりお休みをいただいたり、受付時間を変更させていただいたりする場合があります。

健康サポートサービスに関するお問い合わせは

**サポートデスク**  
<http://wellneslink.jp/support/>

\*お問い合わせの内容により、回答までにお時間をいただく場合があります。

お問い合わせ、ご用命は…

発売元 **オムロンヘルスケア株式会社**

〒617-0002 京都府向日市寺戸町九ノ坪53番地 <http://www.healthcare.omron.co.jp/>

DA252 1YM M143

©OMRON HEALTHCARE Co.,Ltd. 2014. All Rights Reserved.

Wi-Fi通信  
機能搭載!

OMRON



All for Healthcare

オムロン 体重体組成計 HBF-253W

# 毎日の体組成管理がここまでスマートに!



乗るだけであなたを認識。




すばやく測定完了。  
測定結果とイニシャルを表示。



センターボタン長押しで  
スマートに電源オフ。

※測定結果の表示中に何も操作しない状態が  
30秒続くと電源が切れます。



測定データを自動で転送。

※測定データの自動転送を行うためには、  
Wi-Fiが利用できる環境が必要になります。



あなたの体組成変化を、いつでもどこでもチェック可能。

測定したデータは、  
パソコンやスマートフォンで  
いつでも簡単に確認できます。  
専用アプリの「からだグラフ」で  
スムーズにつながっているから、  
体組成が簡単に確認でき、  
楽しく続けることができます。



本商品を使用するには、Wi-Fi環境  
が必要です。ご購入前に対応環  
境を右のURLまたは、二次元バー  
コードより必ずご確認ください。



<http://wlm.jp/wifi/>

※本サービスの仕様は、改善のため予告なく変更することがあります。本サービスに転送されたデータはサーバーに保管されます。お使いのスマートフォンやパソコンには保存されません。※本サービスへの体組成計の登録は1機種のみとなります。記載されているすべてのブランド名、商品名は各社の商標または登録商標です。

**Karada Scan** オムロン 体組成計  
HBF-253W

健康サポートサービス **WellnessLINK**

Android・iPhone  
で使える

Win・Mac  
で使える

Wi-Fi専用



インテリジェント  
イニシャル自動認識



体組成計



6才  
から  
7才未満



50g単位



再測定



大型表示



初回値メモリー



個人データ共有



ゲスト



体脂肪率



筋肉量割合



骨量割合



基礎代謝



体年齢



BMI  
BMI表示

本体質量：約2.2kg(電池含む)/外形寸法：幅 約327×奥行 約312×厚さ 約30mm  
パッケージ寸法(質量)：幅 約374×奥行 約352×厚さ 約52mm(約2.8kg)  
アウターカートン寸法(質量)：幅 約396×奥行 約394×厚さ 約244mm(約11.8kg)/箱入数：4