

疲れた筋肉をつつみこみ、  
しっかりもみほぐす。

# Neck Massager



BW(ブラウン)

PK(ピンク)

オムロン ネックマッサージャ HM-141-BW(ブラウン) / PK(ピンク)

オープン価格 管理医療機器 家庭用電気マッサージ器

## 主な仕様 ※お断りなく仕様を変更する場合がありますのでご了承ください。

●販売名…オムロン ネックマッサージャ HM-141 ●商品型式名…HM-141-BW/HM-141-PK ●一般的名称…家庭用電気マッサージ器 ●医療機器分類…管理医療機器 ●使用目的/効能効果…あんま、マッサージの代用を目的として、一般家庭で使用する。●定格電源…AC100V 50/60Hz ●定格入力…30W(ヒーター部6W含む) ●本体質量…約1180g(専用ACアダプタ含まず) ●外形寸法…幅約360×高さ約338×奥行き約178mm ●付属品…専用ACアダプタ(HM-AC-141)、取扱説明書(品質保証書付き) ●医療機器認証番号…226AABZX00086000 ●パッケージ寸法(質量):幅約352×高さ約350×奥行き約186mm(約2.05kg) ●アウター寸法(質量):幅約760×高さ約376×奥行き約365mm(約9.37kg) ●箱入数:4

## △ 使用上のご注意

●医師からマッサージを禁じられている人は、使用しないでください。(例:血栓(塞栓)症、重度の動脈リゅう(瘤)、急性静脈リゅう(瘤)、各種皮膚炎、皮膚感染症[皮下組織の炎症を含む]、けいつい(頸椎)症など) ◎事故や体調不良の原因になります。  
●次の人は医師と相談してご使用ください。  
脚部に重度の血行障害のある人/悪性腫瘍のある人/温度感覚喪失が認められる人/心臓に障害のある人/妊娠初期の不安定期または出産直後の人/糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人/皮膚に創傷のある人/安静を必要とする人/体温38℃以上の(有熱期)の人 例)急性炎症症状(倦怠感、悪寒、血圧変動など)の強い時期や衰弱しているとき/骨粗しょう症の人、脊椎の骨折、ねんざ、肉離れなどの急性(疼痛症)疾患の人/医師の治療を受けている人や、特に身体に異常を感じている人/かつて治療を受けたところまたは疾患部へ使用する人/体力の衰えた人/腱鞘炎、むち打ち症、頸椎損傷、脊柱管狭窄症、椎間板ヘルニアの人 ◎事故や体調不良の原因になります。  
●下記のような医用電気機器との併用は、絶対しないでください。  
(1)ペースメーカーなどの体内植込型医用電気機器(2)人工心肺などの生命維持用電気機器(3)心電計などの装着型医用電気機器 ◎これら医用電気機器の誤動作をまねき、生命に著しい障害をもたらす原因になります。  
●マッサージ以外の目的には使用しないでください。◎けがや体調不良の原因になります。◎事故や故障の原因になります。  
●分解や修理、改造をしないでください。また、布カバーを外すことはできません。◎発火したり、故障や事故の原因になります。



お問い合わせ、ご用命は…

オムロンなら、わからないことを気軽に相談できます。

修理・商品に関するお問い合わせ/別売品・消耗品のお求めは

オムロンお客様サービスセンター TEL 通話料 0120-30-6606 FAX 通話料 0120-10-1625

※受付時間(祝日を除く月~金)9:00~19:00 ※都合によりお休みをいただいたり、受付時間帯を変更させていただくことがありますのでご了承ください。

製造販売元 オムロンヘルスケア株式会社 〒617-0002 京都府向日市寺戸町九ノ坪53番地 <http://www.healthcare.omron.co.jp/>

しっかりしたもみ心地を、  
毎日のリラックスタイムに。



ほぐしと癒しに、うれしい機能。

#### ヒーター


◎じんわり温かくて気持ちいい  
ヒーター内蔵のもみ玉が  
温めながら、コリをほぐします。

※マッサージ中のみ温かくなります。  
※ヒーターによる温熱治療効果はありません。



#### 速度切替

◎好みに合わせてスピード調整  
その日の気分、コリ具合であなたに  
合ったお好みの速さを選べます。



#### かんたん操作

◎ボタンひとつですぐマッサージ  
ほぐしたい場所に当てて  
電源ボタンを押すだけ。



首、肩などコリやすい部位に。

首



腰



ふくらはぎ



肩



太もも



#### 効能効果

- 疲労回復 ●血行を良くする ●筋肉の疲れを取る
- 筋肉のこりをほぐす ●神経痛、筋肉痛の痛みの緩解(かんかい)