

心地よい刺激で筋肉のコリをほぐす。

# Leg Massager

Vibration



BW(ブラウン)

PK(ピンク)

オムロン レッグマッサージャ  
HM-252-BW(ブラウン) / PK(ピンク)

HM-252-BW(ブラウン)



4 975479 193385

HM-252-PK(ピンク)



4 975479 193392

主な仕様 ※お断りなく仕様を変更する場合がありますのでご了承ください。

■オムロン レッグマッサージャ HM-252

●販売名…オムロン レッグマッサージャ HM-252 ●商品型式名…HM-252-BW/HM-252-PK ●メーカー希望小売価格…オープン価格 ●一般的名称…家庭用電気マッサージャ ●医療機器分類…管理医療機器 ●使用目的/効能効果…あんま、マッサージの代用を目的として、一般家庭で使用する。●定格電圧…AC100V、50/60Hz ●定格入力…6W ●本体質量…約500g (ACアダプタ含まず) ●外形寸法…本体：幅約590×高さ約200×奥行き約45mm (本体カバーあり) ●対象ふくらはぎ周…30~43cm ●付属品…専用ACアダプタ、本体カバー、取扱説明書(品質保証書付き) ●医療機器認証番号…225AABZX00179000 ●パッケージ寸法(質量)…幅約200×高さ約250×奥行き約140mm(約1.022kg)

■オムロン エアマッサージャ HM-255

●販売名…オムロン エアマッサージャ HM-255 ●商品型式名…HM-255-DB/HM-255-WR ●メーカー希望小売価格…オープン価格 ●一般的名称…家庭用エアマッサージャ ●医療機器分類…管理医療機器 ●使用目的/効能効果…あんま、マッサージの代用を目的として、一般家庭で使用する。●定格電圧…AC100V、50/60Hz ●定格入力…6W ●本体質量…約600g (ACアダプタ含まず) ●外形寸法…本体：幅約550×高さ約200×奥行き約55mm (本体カバーあり) ●対象ふくらはぎ周…30~43cm ●付属品…専用ACアダプタ、本体カバー、収納バッグ、取扱説明書(品質保証書付き)、クイックマニュアル ●医療機器認証番号…225AABZX00156000 ●パッケージ寸法(質量)…幅約200×高さ約250×奥行き約155mm(約860g)

### △使用上のご注意

- 医師からマッサージを禁じられている人は使用しないでください。(例:血栓(血栓)症、重度の動脈けいゆう(痛)、急性動脈けいゆう(痛)、各種皮膚炎、皮膚感染症[皮下組織の炎症を含む]など)○事故や体調不良の原因になります。
- 次の人は医師と相談してご使用ください。/慢性腫瘍のある人/心臓に障害のある人/妊娠初期の不安定期または出産直後の人/糖尿病などによる高度な末梢神経障害による知覚障害のある人/皮膚に創傷のある人/安静を必要とする人/体温38℃以上(発熱期)の人
- 例)急性炎症症状(倦怠感、悪寒、血圧変動など)の強い時期や衰弱しているとき/骨折しやすくなる人、骨髄炎などの急性(疼痛性)疾患の人/医師の治療を受けている人、特に身体に異常を感じている人/かつて治療を受けたところまたは疾患部へ使用する人/体力の衰えた人/重度の血行障害や血液疾患のある人/腫瘍のある人/腫瘍のある人○事故や体調不良の原因になります。○圧迫により一時的に内出血が発生することがあります。
- 下記のような医用電気機器との併用は、絶対しないでください。
  - (1)ペースメーカーなどの体内植込型医用電気機器
  - (2)人工心臓などの生命維持用電気機器
  - (3)心電計などの装着型医用電気機器
- これら医用電気機器の誤動作をまねき、生命に著しい障害をもたらす原因になります。
- ふくらはぎ以外には使用しないでください。○事故や体調不良の原因になります。
- 分解や修理、改造をしないでください。○発火したり、故障や事故の原因になります。

お問い合わせ、ご用命は…

オムロンなら、わからないことを気軽に相談できます。

修理・製品に関するお問い合わせ/別売品・消耗品のお求めは  
TEL 0120-30-6606 FAX 0120-10-1625  
※受付時間(祝日を除く月~金) 9:00~19:00 ※都合によりお休みをいただいたり、受付時間帯を  
〒515-8503 三重県松阪市久保町1855-370 変更させていただくことがありますのでご了承ください。 ※ダイヤルは正確におかけください。

製造販売元 オムロンヘルスケア株式会社 〒617-0002 京都府向日市寺戸町九ノ坪53番地 <http://www.healthcare.omron.co.jp/>

DA262 ①VM(M)151

©OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. 2015. All Rights Reserved.

# OMRON

疲れた脚に、すっきり加圧マッサージ。

# Air Massager



DB(ディープブラウン)

WR(ワインレッド)

オムロン エアマッサージャ  
HM-255-DB(ディープブラウン) / WR(ワインレッド)

HM-255-DB(ディープブラウン)



4 975479 408670

HM-255-WR(ワインレッド)



4 975479 408687

All for Healthcare

オムロン エアマッサージャ HM-255

オムロン レッグマッサージャ HM-252

疲れたふくらはぎに、  
気持ちいいごほうび。




オムロン レッグマッサージャ HM-252

## Leg Massager

2機のバイブレーターがふくらはぎの左右から振動し、刺激を与えます。

バイブレーション



布カバーは洗濯できるから  
いつでも清潔。

交換用カバー（別売）  
メーカー希望小売価格 2,000円（税別）




●BW(ブラウン)  
型式:HM-252-COVBW  
●PK(ピンク)  
型式:HM-252-COVPK

## Air Massager

上下2つのエアバッグが交互に膨らみ、揉み上げます。

揉み上げ効果



布カバーは洗濯できるから  
いつでも清潔。

交換用カバー（別売）  
メーカー希望小売価格 2,000円（税別）



●PK(ピンク)  
型式:HM-253-COVPK  
●BW(ブラウン)  
型式:HM-253-COVBW  
●DB(ディープブラウン)  
型式:HM-255-COVDB  
●WR(ワインレッド)  
型式:HM-255-COVWR



オムロン エアマッサージャ HM-255