

ヒーター付きで背中も腰も温かい。

## Seat Massager

オムロン シートマッサージャ



DB(ディープブラウン)



WR(ワインレッド)

オムロン シートマッサージャ

HM-330-DB(ディープブラウン) / WR(ワインレッド)

## 主な仕様 ※お断りなく仕様を変更する場合がありますのでご了承ください。

●販売名…オムロン シートマッサージャ HM-330シリーズ ●商品型名…HM-330-DB/HM-330-WR ●メーカー希望小売価格…オープン価格 ●一般名称…家庭用電気マッサージ器 ●医療機器分類…管理医療機器 ●使用目的又は効果…あんま、マッサージの代用として、一般家庭で使用する。 ●定格電源…AC100V 50/60Hz ●定格入力…70W(ヒーター部14W含む) ●本体質量…約4.5kg(ACアダプタ含まず) ●外形寸法…幅約430×高さ約610×奥行約130mm(本体カバーあり) ●付属品…専用ACアダプタ、本体カバーセット(本体装着済み)、取扱説明書(品質保証書付き) ●別売品…本体カバーセット、専用ACアダプタ ●医療機器認証番号…227AABZ00074000 ●パッケージ寸法(質量):幅約644×高さ約473×奥行約202mm(約6.3kg)

## △ 使用上のご注意

●医師からマッサージを禁じられている人は使用しないでください。例:血栓(塞栓)症、重度の動脈リゅう(瘤)、急性静脈リゅう(瘤)、各種皮膚炎、皮膚感染症(皮下組織の炎症を含む)など、けいつい(頸椎)症など◎事故や体調不良の原因になります。  
●下記のような医用電気機器との併用は、絶対しないでください。  
(1)ペースメーカーなどの体内埋込み型医用電気機器 (2)人工心臓などの生命維持用医用電気機器 (3)心電計などの装着型医用電気機器  
◎これら医用電気機器の誤作動をまねき、生命に著しい障害をもたらす原因になります。  
●次の人は医師と相談してご使用ください / 悪性腫瘍のある人 / 心臓に障害のある人 / 温度感覚喪失が認められる人 / 妊娠初期の不安定期または出産直後の人 / 糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人 / 皮膚に創傷のある人 / 安静を必要とする人 / 体温38℃以上(有熱期)の人 例)急性炎症症状(倦怠感、悪寒、血圧変動など)の強い時期や衰弱しているとき / 骨粗しょう症の人、脊椎の骨折、ねんざ、肉離れなどの急性(疼痛性)疾患の人 / 背骨に異常のある人または背骨が左右に曲がっている人 / 医師の治療を受けている人や、特に身体に異常を感じている人 / かつて治療を受けたところまたは疾患部へ使用する人 / 体力の衰えた人 / 腱鞘炎、むち打ち症、頸椎損傷、脊柱管狭窄症、椎間板ヘルニアの人◎事故や体調不良の原因になります。  
●マッサージ以外の目的には使用しないでください。◎けがや体調不良の原因になります。◎事故や故障の原因になります。  
●分解や修理、改造をしないでください。◎発火したり、事故や故障の原因になります。

DB(ディープブラウン)



4 975479 408717

WR(ワインレッド)



4 975479 408724

お問い合わせ、ご用命は…

オムロンなら、わからないことを気軽に相談できます。

修理・製品に関するお問い合わせ / 別売品・消耗品のお求めは **TEL 0120-30-6606** FAX **0120-10-1625**  
※受付時間(祝日を除く月～金) 9:00～19:00 ※都合によりお休みをいただいたり、受付時間帯を変更させていただくことがありますのでご了承ください。 ※ダイヤルは正確におかけください。

製造販売元 **オムロンヘルスケア株式会社** 〒617-0002 京都府向日市寺戸町九ノ坪53番地 <http://www.healthcare.omron.co.jp/>

DA266 ①UM M15B

©OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. 2015. All Rights Reserved.



オムロン

シートマッサージャ

HM-330-DB / WR

All for Healthcare

背中あったか、温マッサージ\*。  
温めながら、  
背中も腰もマッサージ。




※あたため機能による温熱治療効果はありません。

背中と腰、左右同時・交互のもみ方切替。



ヒーター付きで背中も腰も温かい。



12個の  
ヒーター付きのもみ玉で  
背中全体を温めながら  
マッサージ。

本体カバーは洗濯できるからいつでも清潔。



—— 本体カバーセット(別売) ——  
メーカー希望小売価格 3,500円(税別)



●DB(ディープブラウン)  
型式:HM-330-COVDB  
●WR(ワインレッド)  
型式:HM-330-COVWR