

小さくて軽いから、
どこでも快適マッサージ。
Cushion Massager

オムロン クッションマッサージャ



NV(ネイビー)



DB(ディープブラウン)



WR(ワインレッド)

オムロン クッションマッサージャ

HM-342-NV(ネイビー) / DB(ディープブラウン) / WR(ワインレッド)

オープン価格 管理医療機器 家庭用電気マッサージ器

主な仕様 ※お断りなく仕様を変更する場合がありますのでご了承ください。

●販売名…オムロン クッションマッサージャ HM-341 ●商品型式名…HM-342-NV/HM-342-DB/HM-342-WR ●使用目的/効能効果…あんま、マッサージの代用を目的として、一般家庭で使用する。 ●電源AC…100V 50/60Hz ●消費電力…30W(ヒーター部2.5W含む) ●本体質量…約1.6kg ●外形寸法…幅約390×高さ約265×奥行き約105mm(本体カバーあり) ●付属品…専用ACアダプタ、本体カバー、取扱説明書(品質保証書付き) ●別売品…本体カバー、専用ACアダプタ ●医療機器認証番号…224AABZX00036000 ●パッケージ寸法(質量):幅約370×高さ約250×奥行き約110mm(約2.07kg) ●アウター寸法(質量):幅約384×高さ約280×奥行き約464mm(約9kg) ●箱入数:4

△使用上のご注意

- 医師からマッサージを禁じられている方は使用しないでください。◎事故や体調不良の原因になります。
- 次の人は医師と相談してご使用ください。
悪性腫瘍のある人/心臓に障害のある人/温度感覚喪失が認められる人/妊娠初期の不安定期または出産直後の人/糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人/皮膚に創傷のある人/安静を必要とする人/体温38℃以上(有熱期)の人 例:急性炎症症状(倦怠感、悪寒、血圧変動など)の強い時期や衰弱しているとき/骨粗しょう症の人、脊椎の骨折、ねんざ、肉離れなどの急性(疼痛性)疾患の人/背骨に異常のある人または背骨が左右に曲がっている人/医師の治療を受けている人や、特に身体に異常を感じている人/かつて治療を受けたところまたは疾患部へ使用する人/体力の衰えた人◎事故や体調不良の原因になります。
- 次のような医用電気機器との併用は、絶対しないでください。
(1)ペースメーカーなどの体内植込型医用電気機器 (2)人工心臓などの生命維持用電気機器 (3)心電計などの装着型医用電気機器
- ◎これら医用電気機器の誤動作をまねき、生命に著しい障害をもたらす原因になります。
- 分解や修理、改造をしないでください。◎発火したり、故障や事故の原因になります。
- のどや、頭部・腹部・胸部・ひじ・ひざなど骨部には使用しないでください。◎事故や体調不良の原因になります。



お問い合わせ、ご用命は…

オムロンなら、わからないことを気軽に相談できます。

修理・商品に関するお問い合わせ / 別売品・消耗品のお求めは **TEL 0120-30-6606** FAX **0120-10-1625**
※受付時間(祝日を除く月~金) 9:00~19:00 ※都合によりお休みをいただいたり、受付時間帯を変更させていただくことがありますのでご了承ください。 ※ダイヤルは正確におかけください。

製造販売元 **オムロンヘルスケア株式会社** 〒617-0002 京都府向日市寺戸町九ノ坪53番地 <http://www.healthcare.omron.co.jp/>

DA257 ①ZQM ④149

©OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. 2014. All Rights Reserved.



All for Healthcare

オムロン クッションマッサージャ
HM-342-NV / DB / WR

ピンポイントで、疲れた場所にフィット。


首・肩に

小さくて軽いから
気になるところにあてやすい。




ふくらはぎ・太ももに

やさしい生地が身体に
気持ちよくフィット。




腰や背中も

前のめりにならないほどよい厚み。



スイッチひとつで、カンタン操作。



〈オートパワーオフ機能付き〉

マッサージ開始後
15分経過すると
自動的にストップし、
必要以上の刺激を防ぎます。

もみ玉に内蔵のヒーターが
オンになり、
人の手のようなあたたかい
もみ感を楽しめます。

カバーが汚れても、取り外してすぐに交換。

カバーは
洗濯できるから
いつでも清潔。



交換用カバー (別売)

メーカー希望小売価格2,000円 (税別)



NV (ネイビー)
型式: HM-342-COVNV



DB (ディープブラウン)
型式: HM-342-COVDB



WR (ワインレッド)
型式: HM-342-COVWR



BW (ブラウン)
型式: HM-COV-341BW



PK (ピンク)
型式: HM-COV-341PK



BG (ベージュ)
型式: HM-COV-341BG

カラーは全部で6色。