

お部屋で疲れを気持ちよくもみほぐす。



NEW COLOR

W(ホワイト)

PK(ピンク)

SL(シルバー)

選べる

6  
部位

強さ調節

15  
段階

電池寿命

約120<sup>\*1</sup>  
日

洗って

約300<sup>\*2</sup>  
回  
使えるパッド!

オムロン 低周波治療器 HV-F021  
HV-F021-W(ホワイト) / PK(ピンク) / SL(シルバー)

\*1 1日1回連続15分使用時  
\*2 パッドの寿命は、肌の状態、保管状態などで短くなる場合があります。水洗いは、ご使用約30回程度を1回の目安として、10回ほどできます。

主な仕様 ※お断りなく仕様を変更する場合がありますのでご了承ください。

●販売名…オムロン 低周波治療器 HV-F021 ●商品型式名…HV-F021-W/HV-F021-PK/HV-F021-SL ●メーカー希望小売価格…オープン価格 ●一般的名称…家庭用低周波治療器 ●医療機器分類…管理医療機器 ●使用目的、効能又は効果…肩こりの緩解、麻痺した筋肉の委縮の予防及びマッサージ効果。一般家庭で使用すること。 ●電源電圧…DC3V(単4形アルカリ乾電池2個使用) ●基本周波数…約1~238Hz ●定格時間…15分 ●本体質量…約100g(電池含む) ●本体寸法…縦112×横52×厚さ25mm ●付属品…導子コードBタイプ(1本)、ロングライフパッド(グレー/1組2枚入り)、お試用乾電池(単4形乾電池2個)、導子収納具(グレー/1個)、取扱説明書(品質保証書付き)(1部) ●医療機器認証番号…225AABZX00193000 ●パッケージ寸法(質量): 幅約166×高さ約210×奥行き約50mm(約320g)

△使用上のご注意

●下記のような医用電気機器との併用は、絶対しないでください。

- ①ペースメーカーなどの体内植込型医用電気機器
- ②人工心臓などの生命維持用医用電気機器 ③心電計などの装着型医用電気機器
- ◎これら医用電気機器の誤動作をまねき、生命に著しい障害をもたらす原因となります。

●次の人は、医師と相談してご使用ください。

医師の治療を受けている人や、特に身体に異常を感じている人/悪性腫瘍のある人/心臓・脳神経に異常のある人/妊娠している人、出産直後の人/体温38℃以上(有熱期)の人/感染症疾患の人/皮膚知覚障害、または皮膚に異常のある人/急性(疼痛性)疾患のある人/安静を必要とする人/薬を服用している人/血圧に異常のある人/四肢の不自由な人/自分で意思表示できない人/糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人/低温状態の人/血行障害のある人/しばらく使用しても、効果が表れない人/パッドが肌にあわない人

◎事故や体調不良を起こす恐れがあります。

●ご自分で分解や修理、改造したりしないでください。

◎ 発火したり、故障や事故の原因になります。

●ご使用前に取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

W(ホワイト)



PK(ピンク)



SL(シルバー)



お問い合わせ、ご用命は…

オムロンなら、わからないことを気軽に相談できます。

修理・製品に関するお問い合わせ / 別売品・消耗部品のお求めは TEL 0120-30-6606  
オムロンお客様サービスセンター 〒515-8503 三重県松阪市久保町1855-370 FAX 0120-10-1625

\*受付時間(祝日を除く月~金) 9:00~19:00 ※都合によりお休みをいただいたり、受付時間帯を変更させていただくことがありますのでご了承ください。  
製造販売元 オムロンヘルスケア株式会社 〒617-0002 京都府向日市寺戸町九ノ坪53番地 http://www.healthcare.omron.co.jp/

DA250 ② ZM M 151

©OMRON HEALTHCARE Co.,Ltd. 2015. All Rights Reserved.

OMRON

Pulse Massager



All for Healthcare

オムロン 低周波治療器 HV-F021

片手で使える、シンプル操作。



多彩なモードと強さ調節で快適マッサージ。

6つの部位選択モード、3つのもみ方モードで、全身のこりや痛みに対応。



※首から頭部にかけては、使用しないでください。

15段階の強さ切り換えで、やさしい刺激から強めの刺激まで調節可能。



水洗いOKで経済的。



パッドは、水洗いする事で約300回\*繰り返し使えます。



※パッドの寿命は、肌の状態、保管状態などで短くなる場合があります。水洗いは、ご使用約30回程度を1回の目安として、10回ほどできます。

別売品



粘着面がいたんだときは・・・  
オムロン 低周波治療器用ロングライフパッド  
[型番:HV-LLPAD-GY]  
メーカー希望小売価格 ¥2,000(税別)  
医療機器届出番号…08B2X10006000007

