

ママと保育士さんの 声からできました。



子どもがじっとして
いられないので、
できるだけ早く
測り終えたい。



子どもが嫌がって
体温計をおき
はさませてくれない。



何日も続く子どもの発熱。
何時に何度だったか
確認したい。



眠っている子どもを
起こさず測りたい。



仕様 ※お断りなく仕様を変更する場合がありますのでご了承ください。

●販売名…オムロン 電子体温計 MC-682 ●一般的名称…電子体温計 ●医療機器分類…管理医療機器 ●使用目的、効能又は効果…測温部を部位に接触させて、腋窩の体温を測定し、最高温度を保持しデジタル表示すること。●電源電圧…DC3V(リチウム電池CR2032×1個) ●消費電力…0.01W ●電池寿命…約2,200回(予測検温)約400回(実測検温) ●感温部…サーミスタ ●体温表示…3桁+℃表示、0.1℃毎 ●測定精度…±0.1℃(標準室温23℃にて恒温水槽で実測測定した場合) ●測定範囲…32.0~42.0℃ ●メモリ…10回分 ●ブザー…ON/OFF ●日付…2013年1月1日~2040年12月31日 ●時刻…0:00~23:59 24時間表示 ●使用環境湿度…周囲温度: +10~+40℃、相対湿度: 30~85%RH ●質量…約25g(電池含む) ●外形寸法…幅41×長さ108×厚さ19mm ●付属品…お試用電池(リチウム電池CR2032×1個)、収納ケース、取扱説明書(医療機器添付文書・品質保証書付き)、EMC技術資料 ●医療機器認証番号…225ACBZX00053000

	個装箱	サブカートン	マスターカートン
寸法(幅×高さ×奥行) 質量	62×165×35mm (約81g)	320×170×75mm (約0.91kg) 10台/ケース	390×200×330mm (約5.3kg) 50台/ケース



4 975479 425714
MC-682



4 975479 425721
MC-682-BA

▲安全に関するご注意

- 検温結果の自己判断はしないでください。症状の悪化につながる場合があります。治療は医師の指導に従ってください。
- 人の検温以外に使用しないでください。
- 本製品はわき専用の体温計です。わき以外(耳や口中など)で検温しないでください。耳などを傷つける恐れがあります。
- 乳幼児の手の届かないところに保管してください。また、お子様だけのご使用はさけてください。

※ご使用前に取扱説明書をよく読んで正しくお使いください。

お問い合わせ、ご用命は…

オムロンなら、わからないことを気軽に相談できます。

修理・商品に関するお問い合わせ/別売品・消耗部品のお求めは オムロン お客様サービスセンター

※受付時間(祝日を除く月~金)9:00~19:00 ※都合によりお休みをいただいたり、受付時間を変更させていただいたりする場合があります。※ダイヤルは正確におかけください。

通話料無料



0120-30-6606

通信料無料



0120-10-1625

製造販売元 オムロンヘルスケア株式会社

〒617-0002 京都府向日市寺戸町九ノ坪53番地 <http://www.healthcare.omron.co.jp/>

DA248 ①ZM ①M139

©OMRON HEALTHCARE CO., Ltd. 2013. All Rights Reserved.

OMRON



日時が
わかる
10回メモリ

真夜中の検温に
バック
ライト

曲がるプローブ

わき専用

予測・実測

オムロン
電子体温計 MC-682

けんおんくん

All for Healthcare

15秒

予測検温(平均)

オムロンから、
赤ちゃんのための体温計が登場！



抗菌樹脂
使用

※原寸大

オムロン 電子体温計 MC-682

メーカー希望小売価格 ¥3,990(税込)

けんおんくん 予測・実測 わき専用

本体質量：約25g(電池含む)

外形寸法：幅41×長さ108×厚さ19mm

医療機器認証番号：225ACBZX00053000 管理医療機器

赤ちゃんにうれしい

4つのやさしさ



すばやく測れるので、
じっとしてられない
子にも安心して
使えています。

[15秒予測検温]

ぐずる前に
さっと検温

15秒

予測検温(平均)



わきにはさむ部分が
柔らかくフィットするので、
子どもが痛みません。

[やわらかプローブ]



いちいちメモを
とらなくてもいいので、
子どもの体温管理が
ラクになりました。

[日時がわかる10回メモリ]

メモなしで
日々の体温管理



部屋の明かりを
つけなくても見やすいので、
子どもを起こしてしまうこと
なくなりました。

[バックライト]

暗い室内でも
見やすい



◎子どもを起こさない
ブザー音オフ機能付き。