

「しっかり歩数」機能が、 ひとりひとりの目標達成を サポートします。

※HJ-106・107・108のみ対応

オムロンだけの 「しっかり歩数」 機能



全身の持久力を高めつつ、脂肪を効果的に燃やすことができる有酸素運動。オムロンの「しっかり歩数」機能は、毎分60歩以上の速度で、連続10分以上歩いた歩数だけを区別してカウントします。これは、効果的な有酸素運動が行われているめやすとなる歩数です。

このパッケージを 目印に お求め下さい。



BASIC



SPORT
7Days
Memory



DIET



SPORT
Day &
Night

主な仕様 ※お断りなく仕様を変更する場合がありますのでご了承ください。

●名称…オムロンヘルスカウンタ ●型式…HJ-005(ビュアホワイト・オーシャンブルー・リッチブラック)／HJ-106(グレーブレッド・リッチブラック)／HJ-107(フォレストグリーン・リッチブラック)／HJ-108(バンブキンオレンジ・リッチブラック) ●電源電圧…DC1.5V(LR43/1個)《※HJ-108のみ DC3V(CR2025/1個)》 ●使用温度範囲…-10℃～+40℃ ●歩数精度…±5%以内(振動試験による) ●時計精度…平均月差±90秒以内(常温)《HJ-005は除く》 ●電池寿命…HJ-005・106・107:約1年(1日1万歩使用時)／HJ-108:約1年(1日1万歩、1日バックライト3回使用時) ●外形寸法…約64×約36×23mm ●本体質量…HJ-005・106・107:約24g／HJ-108:約26g ●付属品…お試し用電池、取扱説明書(品質保証書付)

	個装箱	サブカートン	マスターカートン
寸法:幅×高さ×奥行き	77×140×30mm	285×82×165mm	430×310×350mm
質量	HJ-005	57g	660g(10台/ケース)
	HJ-106・107	61g	709g(10台/ケース)
	HJ-108	63g	729g(10台/ケース)

▲安全に関するご注意

- ご使用前に必ず「取扱説明書」をお読みの上、正しく安全にお使いください。
- 乳幼児の手の届かないところに保管してください。◎万一、電池や電池カバー、ネジを飲み込んだ場合はただちに医師に相談してください。

お問い合わせ、ご用命は…

わからないことは何でも相談できる。オムロンなら安心です。

修理・商品に関するお問い合わせ／別売品・消耗部品のお求めは オムロン お客様サービスセンター

※受付時間(祝日を除く月～金)9:00～19:00
※都合によりお休みさせていただくことがあります。
※ダイヤルは正確におかけください。

フリーダイヤル **0120-30-6606**
フリーファックス **0120-10-1625**

オムロン株式会社 ヘルスケアビジネスカンパニー
〒105-0001 東京都港区虎ノ門3-4-10 <http://www.healthcare.omron.co.jp/>

DA128

© OMRON Corporation 2003, All Rights Reserved.

OMRON

オムロンヘルスカウンタ ステップス シリーズ


S, T, E, P, S



A Good Sense of Health

オムロン ヘルスカウンタ ステップス シリーズ

これからは、
効果の出る歩数計。




毎日歩くあなたに。
夜も見やすいバックライト付き。

表示部のバックライトが点灯するので、
夜間のウォーキング時にも表示がはっきり見えます。



メーカー希望小売価格 ¥2,500(税別)



やせたいあなたに。
脂肪燃焼量表示付き。


脂肪燃焼量が表示されるので、
ダイエット中のあなたに最適です。



メーカー希望小売価格 ¥2,500(税別)

使いやすいから
毎日続けられる

血流がよくなる、心臓への負担が減る、
脂肪を効率よく燃焼できるなど、
健康づくりに効果的な有酸素運動。
その最適な運動のひとつがウォーキングです。
オムロンは、楽しく毎日続けられる
カンタン操作の歩数計で
みなさんの健康づくりをサポートします。



毎日歩くあなたに。
7日間メモリー付き。

7日間のデータ呼び出せるメモリー機能付き。
毎日歩くあなたのウォーキングを管理できます。



メーカー希望小売価格 ¥2,500(税別)



はじめるあなたに。
シンプルで見やすい大画面。

大きく見やすい画面で歩数を表示。
簡単操作で、はじめるあなたをサポートします。



メーカー希望小売価格 ¥1,300(税別)