

# 「しっかり歩数」機能が、 ひとりひとりの目標達成を サポートします。

※HJ-106・107・108のみ対応

## オムロンだけの 「しっかり歩数」 機能



全身の持久力を高めつつ、脂肪を効果的に燃やすことができる有酸素運動。オムロンの「しっかり歩数」機能は、毎分60歩以上の速度で、連続10分以上歩いた歩数だけを区別してカウントします。これは、効果的な有酸素運動が行われているめやすとなる歩数です。

## このパッケージを 目印に お求め下さい。



BASIC



SPORT  
7Days  
Memory



DIET



SPORT  
Day &  
Night

## 主な仕様 ※お断りなく仕様を変更する場合がありますのでご了承ください。

●名称…オムロンヘルスカウンタ ●型式…HJ-005(ビュアホワイト・オーシャンブルー・リッチブラック)／HJ-106(グレーブレッド・リッチブラック)／HJ-107(フォレストグリーン・リッチブラック)／HJ-108(バンブキンオレンジ・リッチブラック) ●電源電圧…DC1.5V(LR43/1個)《※HJ-108のみ DC3V(CR2025/1個)》 ●使用温度範囲…-10℃～+40℃ ●歩数精度…±5%以内(振動試験による) ●時計精度…平均月差±90秒以内(常温)《HJ-005は除く》 ●電池寿命…HJ-005・106・107:約1年(1日1万歩使用時)／HJ-108:約1年(1日1万歩、1日バックライト3回使用時) ●外形寸法…約64×約36×23mm ●本体質量…HJ-005・106・107:約24g／HJ-108:約26g ●付属品…お試し用電池、取扱説明書(品質保証書付)

	個装箱	サブカートン	マスターカートン
寸法:幅×高さ×奥行き	77×140×30mm	285×82×165mm	430×310×350mm
質量	HJ-005	57g	660g(10台/ケース)
	HJ-106・107	61g	709g(10台/ケース)
	HJ-108	63g	729g(10台/ケース)

## ▲安全に関するご注意

- ご使用前に必ず「取扱説明書」をお読みの上、正しく安全にお使いください。
- 乳幼児の手の届かないところに保管してください。◎万一、電池や電池カバー、ネジを飲み込んだ場合はただちに医師に相談してください。

お問い合わせ、ご用命は…

## わからないことは何でも相談できる。オムロンなら安心です。

## 修理・商品に関するお問い合わせ／別売品・消耗部品のお求めは オムロン お客様サービスセンター

※受付時間(祝日を除く月～金)9:00～19:00  
※都合によりお休みさせていただくことがあります。  
※ダイヤルは正確におかけください。

フリーダイヤル **0120-30-6606**  
フリーファックス **0120-10-1625**

オムロン株式会社 ヘルスケアビジネスカンパニー  
〒105-0001 東京都港区虎ノ門3-4-10 <http://www.healthcare.omron.co.jp/>

DA128

© OMRON Corporation 2003, All Rights Reserved.



## オムロンヘルスカウンタ ステップス シリーズ


S, T, E, P, S



A Good Sense of Health

オムロン ヘルスカウンタ ステップス シリーズ

これからは、  
効果の出る歩数計。




毎日歩くあなたに。  
夜も見やすいバックライト付き。

表示部のバックライトが点灯するので、  
夜間のウォーキング時にも表示がはっきり見えます。

- しっかり歩数
- しっかり歩行時間
- バックライト
- 歩数
- カロリー
- 距離
- 時計
- デュアル表示
- 感度調節



バンブキンオレンジ(D) リッチブラック(K)  
メーカー希望小売価格 ¥2,500(税別)



やせたいあなたに。  
脂肪燃焼量表示付き。

脂肪燃焼量が表示されるので、  
ダイエット中のあなたに最適です。


- しっかり歩数
- しっかり歩行時間
- 脂肪燃焼
- 歩数
- カロリー
- 時計
- デュアル表示
- 感度調節



グレーブレード(R) リッチブラック(K)  
メーカー希望小売価格 ¥2,500(税別)

使いやすいから  
毎日続けられる

血流がよくなる、心臓への負担が減る、  
脂肪を効率よく燃焼できるなど、  
健康づくりに効果的な有酸素運動。  
その最適な運動のひとつがウォーキングです。  
オムロンは、楽しく毎日続けられる  
カンタン操作の歩数計で  
みなさんの健康づくりをサポートします。



毎日歩くあなたに。  
7日間メモリー付き。

7日間のデータ呼び出せるメモリー機能付き。  
毎日歩くあなたのウォーキングを管理できます。

- しっかり歩数
- しっかり歩行時間
- 7日間メモリー
- 歩数
- カロリー
- 距離
- 時計
- デュアル表示
- 感度調節



フォレストグリーン(G) リッチブラック(K)  
メーカー希望小売価格 ¥2,500(税別)



はじめるあなたに。  
シンプルで見やすい大画面。

大きく見やすい画面で歩数を表示。  
簡単操作で、はじめるあなたをサポートします。

- 大画面
- 歩数
- 感度調節



ピュアホワイト(W) オーシャンブルー(A) リッチブラック(K)  
メーカー希望小売価格 ¥1,300(税別)