

ぐぐっと気持ちいい! 足裏マッサージ。

# Foot Massager



DB(ディープブラウン)



WR(ワインレッド)

オムロン フットマッサージャ  
HM-241-DB(ディープブラウン) / WR(ワインレッド)

**主な仕様** ※お断りなく仕様を変更する場合がありますのでご了承ください。

●販売名…オムロン フットマッサージャ HM-240 ●商品型式名…HM-241-DB/HM-241-WR ●メーカー希望小売価格…オープン価格 ●一般名称…家庭用電気マッサージ器 ●医療機器分類…管理医療機器 ●使用目的/機能効果…あんま、マッサージの代用を目的として、一般家庭で使用する。 ●定格入力…30W(ヒーター部 4.5W含む) ●本体質量…約1.3kg ●外形寸法…幅約310×高さ約180×奥行き約320mm(フードあり) ●対応足サイズ…27cm以下 ●付属品…専用ACアダプタ、フード、メッシュ布カバー、取扱説明書(品質保証書付き) ●医療機器認証番号…224AABZX00150000 ●パッケージ寸法(質量)…幅約320×高さ約175×奥行き約320mm(約2.0kg) ●別売品…専用ACアダプタHM-AC-141(※フード・メッシュ布カバーの別売品はありません)

**△ 使用上のご注意**

●医師からマッサージを禁じられている方は使用しないでください。(例:血栓(塞栓)症、重度の動脈リゅう(瘤)、急性静脈リゅう(瘤)、各種皮膚炎および皮膚感染症[皮下組織の炎症を含む]など) ◎事故や体調不良の原因になります。  
●次の人は医師と相談してご使用ください。  
脚部に重度の血行障害のある人/悪性腫瘍のある人/心臓に障害のある人/温度感覚喪失が認められる人/妊娠初期の不安定期または出産直後の人/糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人/皮膚に創傷のある人/安静を必要とする人/体温38℃以上(有熱期)の人 例)急性炎症症状(倦怠感、悪寒、血圧変動など)の強い時期や衰弱しているとき/骨粗しょう症の人、脊椎の骨折、ねんざ、肉離れなどの急性(疼痛性)疾患の人/医師の治療を受けている人や、特に身体に異常を感じている人/かつて治療を受けたところや、または疾患部へ使用する人/体力の衰えた人/関節炎の人 ◎事故や体調不良の原因になります。  
●次のような医用電気機器との併用は、絶対しないでください。  
(1)ペースメーカーなどの体内挿入型医用電気機器 (2)人工心肺などの生命維持用電気機器 (3)心電計などの装着型医用電気機器  
◎これら医用電気機器の誤動作をまねき、生命に著しい障害をもたらす原因になります。  
●足裏以外には使用しないでください。◎事故やけがの原因になります。  
●分解や修理、改造をしないでください。◎発火したり、故障や事故の原因になります。

DB(ディープブラウン)



4 975479 408663

WR(ワインレッド)



4 975479 408656

お問い合わせ、ご用命は…

オムロンなら、わからないことを気軽に相談できます。

修理・製品に関するお問い合わせ/別売品・消耗品のお求めは **TEL 0120-30-6606** FAX **0120-10-1625**  
オムロンお客様サービスセンター 受付時間(祝日を除く月~金) 9:00~19:00 ※都合によりお休みをいただいたり、受付時間帯を変更させていただくことがありますのでご了承ください。 ※ダイヤルは正確におかけください。

製造販売元 **オムロンヘルスケア株式会社** 〒617-0002 京都府向日市寺戸町九ノ坪53番地 <http://www.healthcare.omron.co.jp/>

DA261 ①VM 151

©OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. 2015. All Rights Reserved.



All for Healthcare

オムロン フットマッサージャ  
HM-241-DB / WR

おやすみ前の、  
極上リフレッシュタイム。




うれしい静音設計  
夜でも周りに気兼ねなく、静かに使えます。  
お風呂上りや寝る前など、  
好きな時にご使用いただけます。

## 足裏の好きな部位をマッサージ。

回転する2つのもみ玉を、  
足裏の好きな部位に当ててマッサージできます。  
ヒーターを使用する事で、  
あたたかさもみ感を楽しむこともできます。\*



ヒーターボタンを  
押すと、もみ玉が  
温まります。\*



※ヒーターによる温熱治療効果はありません。

## フード、メッシュ布カバーは着脱・洗濯可能。

フードを付けて暖かく、  
フードを外して通気性良くマッサージできます。  
汚れても手洗いできるから、  
いつでも清潔にご使用いただけます。



フード

メッシュ布カバー