

## 主な仕様 ※お断りなく仕様を変更する場合がありますのでご了承ください。

●販売名…オムロンマッサージャHM-161/162/163 ●電源…AC100V 50/60Hz  
●消費電力…13.5W ●定格時間…20分 ●たたき回数…50Hz 8段階調整(最大1,500回/分)60Hz8段階調整(最大1,800回/分) ●外形寸法…HM-161/162:幅385×高さ294×奥行き71mm、HM-163:幅412×高さ257×奥行き67mm(使用時)幅294×高さ220×奥行き67mm(収納時) ●質量…HM-161/162:約860g、HM-163:約1,120g ●付属品…こぶしアタッチメント(HM-161/162のみ)、手のひらアタッチメント(HM-162のみ)、取扱説明書(品質保証書付き) ●医療器具許可番号…24BY0001(共通)

	個装箱	サブカートン	マスターカートン
寸法(幅×高さ×奥行き) 重量 HM-161 HM-162	547×187×83mm (約1.2kg)	—	450×580×390mm (約13.2kg) 10台/ケース (約13.7kg) 10台/ケース
寸法(幅×高さ×奥行き) 重量 HM-163	370×235×83mm (約1.5kg)	—	450×410×490mm (約15.8kg) 10台/ケース

HM-161

HM-162

HM-163

### ▲ 安全に関するご注意

●ペースメーカーを装着の方は絶対に使わないでください。◎誤動作をまねく恐れがあります。

次の人は、必ず医師と相談してご使用ください。 ●医師の治療を受けているときや、とくに身体に異常を感じているとき ●悪性腫瘍のある人 ●心臓に障害のある人 ●妊娠している人 ●安静を必要とする人 ●熱の高い人 ●背骨に異常のある人や曲がっている人 ●かつて治療を受けたところまたは疾患部へ使用する人 ●体力の衰えた人 ●急性疾患の人 ●骨粗しょう症の人 ●知覚障害のある人 ◎事故や体調不良を起こす恐れがあります。◎けがをする恐れがあります。

お問い合わせ、ご用命は…

わからないことは何でも相談できる。オムロンなら安心です。

修理・商品に関するお問い合わせ/別売品・消耗部品のお求めは  
**オムロン お客様サービスセンター**

※受付時間(祝日を除く月～金)9:00～19:00

※都合によりお休みさせていただくことがあります。

※ダイヤルは正確におかけください。

通話料無料



0120-30-6606

通信料無料



0120-10-1625

オムロンヘルスケア株式会社

〒615-0084 京都市右京区山ノ内山ノ下町24番地 <http://www.healthcare.omron.co.jp/>

DA148

©OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. 2004, All Rights Reserved.

# OMRON

オムロン マッサージャ HM-161・HM-162・HM-163  
TOKOTONシリーズ

## TOKOTON



A Good Sense of Health

# TOKOTON PRO

## たたき&バイブ WIDE

オムロン マッサージャ HM-163  
オープン価格



「ポイント」で集中的に、  
「チョップ」で幅広く、  
たたいてほぐす。

選べる  
「ポイント」と  
「チョップ」ヘッド

肩



背中



腕



腰



脚全体



足の裏



速度切り替え8段階

×

8つのコース

×

ポイント&チョップ

8段階の速度切り替えにより、「ポイント」と「チョップ」ヘッドそれぞれで、「たたき」から「バイブ」までのさまざまな刺激が選べます。さらに、お好みで選べる8つのコースもご用意しました。



「コース選択」と  
「マニュアル選択」を  
カンタン切り替え  
8つの  
コース/速度を  
自由に選択  
「強」「弱」  
2段階切り替え

コンパクトな  
折りたたみ式

使わない時は、  
すっきり収納で  
きる折りたたみ  
式です。



# TOKOTON PRO

## たたき&バイブ


オムロン マッサージャ HM-162  
オープン価格



選べる8つのコースで、  
じんわり余韻が残る  
心地よさを。

「たたき」と  
「バイブ」を  
1台で実現

肩



背中



腕



腰



脚全体



足の裏



「たたき」と「バイブ」2つのマッサージで、筋肉の血液やリンパの流れを促進し、つらいコリや痛みを和らげます。人の手の感触を再現した2つのアタッチメントの使い分けで、部位と症状にあわせたマッサージを。しかも長時間使っても手が疲れないユニバーサルデザイン採用です。

速度切り替え8段階

×

8つのコース


速度切り替え8段階に加え、4つの「たたきモード」、2つの「バイブモード」、2つの「おまかせモード」の計8つのコースを、お好みにあわせて選択できます。



「コース選択」と  
「マニュアル選択」を  
カンタン切り替え  
8つの  
コース/速度を  
自由に選択  
「強」「弱」  
2段階切り替え

選べる  
2つの  
アタッチメント

8つの突起が付いた「こぶし」と「手のひら」アタッチメントをご用意。



# TOKOTON たたき&バイブ



オムロン マッサージャ HM-161  
オープン価格

お好みで選べる  
8つのコース<sup>※</sup>。

「たたき」と  
「バイブ」の  
ベーシックタイプ

コリや痛みに応じて、「たたき」から「バイブ」まで、速度を8段階に調整できます。



こぶし  
アタッチメント

8つの突起が、手を軽く握った感覚を再現。部位を広範囲にマッサージ。



お好み  
にあわせた  
マッサージを。

速度切り替え8段階に加え、4つの「たたきモード」(①~④)、2つの「バイブモード」(⑤・⑥)、2つの「おまかせモード」(⑦・⑧)の計8つのコースを選択できます。※HM-162/163のみの機能となります。

たたきモード	①ため打ち 	②速たたき 
	③連続たたき 	④リズムたたき 
バイブモード	⑤リズムバイブ 	⑥ウェーブバイブ 
	おまかせモード	
⑦ほぐし:⑤・⑥の組み合わせです。		
⑧オート:①~⑥の繰り返しです。		

この店頭展示を  
目印に  
お求めください。



※仕様は変更する場合があります。